



Ćwiczenie 4 i 5

Temat: Metody hodowli drobnoustrojów


Podłoża hodowlane

Do wykrywania mikroorganizmów, ich namnażania i identyfikacji w warunkach *in vitro* służą podłoża (inaczej pożywki) hodowlane. Są to mieszaniny dobranych składników, zawierające odpowiednie związki odżywcze, które pozwalają na wzrost i namnażanie się wielu rodzajów lub jednej grupy mikroorganizmów. Mogą to być pożywki płynne (bez dodatku czynnika zeskrapującego - żelującego) lub podłoża stałe, zawierające w składzie agar (1-2%).

Pożywki przygotowuje się w laboratoriach mikrobiologicznych z poszczególnych komponentów (z zachowaniem składu ilościowego) lub (zdecydowanie częściej) z gotowego podłoża rozprowadzanego w postaci sproszkowanej przez firmy biotechnologiczne. Podłoża te każdorazowo dostarczane są z atestem jakościowym (dla każdej serii) oraz certyfikatem żywności, wybiórczości itp. Ze względu na łatwość użycia cenione są podłoża rozprowadzane na płytkach Petriego czy w sterylnych butelkach lub probówkach.

Cechy prawidłowego podłoża

- ✓ odpowiedni skład (**źródła pierwiastków biogennych**: węgla, azotu, wodoru, tlenu, fosforu, siarki; **źródła energii**; **sol mineralnych** sodu, wapnia, potasu; mikroelementów: manganu, cynku, miedzi, molibdenu; **substancje wzrostowe**: aminokwasy, witaminy) umożliwiające wzrost hodowanych mikroorganizmów;
- ✓ izotoniczność (uzyskanie przez dodatek NaCl ciśnienia zbliżonego do panującego w komórce – w podłożu hipotonicznym (o niższym ciśnieniu osmotycznym, niż w komórkach) może dojść do pęcznienia, a nawet pęknięcia komórek, natomiast w podłożu hipertonicznym (o wyższym ciśnieniu osmotycznym, niż w komórkach) następuje kurczenie się plazmy komórkowej i oddzielenie od ściany komórkowej (plazmoliza);



Rysunek 1 – Komórka w środowisku **A**) hipotonicznym (woda), **B**) izotonicznym (0,85% NaCl), **C**) hipertonicznym (2% NaCl).

- ✓ przejrzystość (z wyjątkiem podłoży zawierających substancje nierozpuszczalne);
- ✓ obecność składników różnicujących i/lub wybiórczych – w podłożach specjalnych;



- ✓ jałowość (metody wyjaławiania omówiono w przewodniku do ćwiczenia 1);
- ✓ odpowiednie pH (najczęściej 7,2-7,4) i potencjał oksydoredukcyjny.

Podział podłoży


- ✓ **ze względu na pochodzenie poszczególnych składników**
 - **naturalne** – podłoże o nie w pełni zdefiniowanym składzie chemicznym zawierające wyciągi z tkanek roślinnych lub zwierzęcych, np. bulion, brzeczka, mleko, ziemniak, sok owocowy itp.;
 - **syntetyczne** – złożone ze związków chemicznych organicznych i nieorganicznych o ściśle określonym i znanym składzie chemicznym (jakościowym i ilościowym), np. podłoże Davisa;
 - **półsyntetyczne** – mieszane;
- ✓ **ze względu na zawartość składników odżywczych**
 - **minimalne** – zawierają tylko składniki pokarmowe, które są niezbędne do podtrzymania wzrostu drobnoustrojów;
 - **pełne** – zawierają wszystkie niezbędne substancje odżywcze, umożliwiające dobry wzrost drobnoustrojów (np. bulion odżywczy);
 - **wzbogacone** – podłoża z dodatkiem krwi, surowicy lub innych składników, zawierające dodatkowe czynniki wzrostowe, które umożliwiają hodowlę i rozwój drobnoustrojów słabo rosnących *in vitro*;
- ✓ **ze względu na konsystencję**
 - **płynne** – służą głównie do namnażania drobnoustrojów oraz oznaczania ich obecności;
 - **półpłynne** – zawierają 0,1-0,7% agaru, służą m.in. do badania zdolności ruchu bakterii;
 - **stałe** – zawierają 1,5-2% agaru, służą m.in. do izolacji drobnoustrojów, ich różnicowania oraz oznaczania liczby i obecności;

Agar (czynnik zestalający) - wielocukier zawierający galaktozę, resztę siarczanową, jony Ca^{+2} i Mg^{+2} (uzyskuje się go z krasnorostów). Upływnia się w wodzie w temperaturze 95-99°C, zestala się natomiast w temperaturze 45-49°C. Drobnoustroje występujące w żywności nie rozkładają go (nieliczne glebowe mogą prowadzić rozkład agaru). W środowisku kwaśnym ulega hydrolizie i traci zdolność do tworzenia żelu.

- ✓ **ze względu na przeznaczenie i zastosowanie**
 - **namnażające** – służą do otrzymywania hodowli o wysokiej populacji drobnoustrojów badanego szczepu; najczęściej są to podłoża płynne, wśród nich występują podłoża **namnażająco-wybiórcze** pozwalające na namnożenie jednego rodzaju lub gatunku drobnoustrojów (przykłady: bulion, brzeczka, podłoże Giolitti-Cantoni do namnażania *Staphylococcus aureus*, podłoże RVS do selektywnego namnażania *Salmonella* sp.);



- **wybiórcze (selektywne)** – podłoża zawierające dodatek substancji hamujących wzrost mikroflory towarzyszącej (substancje wybiórcze/selektywne), na których uzyskuje się wzrost konkretnej grupy drobnoustrojów (przykłady: pożywka z żółcią, laktozą i zielenią brylantową dla pałeczek grupy coli, pożywka z azydkiem sodu, fioletem krystalicznym, glukozą i purpurą bromokrezolową wg Burzyńskiej dla paciorkowców *Enterococcus* sp., podłoże Slanteza i Bartleya z TTC do oznaczania liczby paciorkowców *Enterococcus* sp., YGC-agar – agar z chloramfenikolem dla grzybów);
- **różnicujące** – są to podłoża identyfikujące i diagnostyczne pozwalające na rozróżnienie dwóch typów bakterii pod względem np. określonej zdolności rozkładu substratu różnicującego – np. laktozy, mocznika – (przykłady: podłoże z laktozą i błękitem chińskim wg Demetera dla bakterii kwaszących, podłoże Christiensa do badania rozkładu mocznika), w podłożach tych obok substratu różnicującego znajduje się wskaźnik zmian pH, który zmienia swoją barwę na skutek przeprowadzonej przemiany i wytworzonych produktów kwaśnych lub zasadowych;
- **wybiórczo-różnicujące** – są to podłoża łączące w sobie cechy podłoża wybiórczego i różnicującego, tzn. uzyskuje się w nich wzrost konkretnej grupy drobnoustrojów, którą można zróżnicować pod względem jakiejś cechy, w badaniach żywności podłoża z tej grupy najczęściej stosuje się do wykrywania pałeczek z rodziny *Enterobacteriaceae* (przykłady: VRBL-agar, MacConkey);



Rysunek 2 – Efekt posiewu na podłoże wybiórczo-różnicujące na przykładzie podłoża VRBL-agar.



- **transportowe** – stosowane najczęściej w bakteriologii klinicznej, wykorzystywane w czasie transportu prób do laboratorium tak aby układ mikroflory w pobranym materiale nie uległ zmianie przy jednoczesnym zapewnieniu przeżywalności drobnoustrojów.

Składniki wybiórcze (selektywne) - przykłady:

- ✓ hamujące rozwój bakterii Gram-ujemnych: sole żółci (hamują rozwój Gram-ujemnych pałeczek z poza przewodu pokarmowego), dezoksyholan sodu, azydek sodu;
- ✓ hamujące rozwój bakterii Gram-dodatnich: fiolet krystaliczny, zieleń brylantowa, zieleń malachitowa;
- ✓ hamujące rozwój bakterii w podłożach do hodowli grzybów: chloramfenikol, oxytetracyklina;
- ✓ wybiórczość podłoża można zwiększyć poprzez dodatek większej koncentracji NaCl, a także poprzez zakwaszenie podłoża do np. pH 3,5 (w podłożu syntetycznym Davisa do hodowli grzybów).

Wskaźniki zmiany pH – przykłady:

Zakresy zmiany barwy wskaźników w zależności od pH		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zieleń malachitowa	0-2														
2	Zieleń brylantowa	0-2,6														
3	Czerwień krezolowa	0,2-1,8							7-8,8							
4	Błękit tymolowy		1,2-2,8							8-9,6						
5	Czerwień metylowa					4,4-6,2										
6	Purpura bromokrezolowa						5-6,8									
7	Lakmus					5-8										
8	Błękit bromotymolowy							6-7,6								
9	Czerwień fenolowa								6,4-8,2							
10	Czerwień obojętna								6,8-8							

Przygotowując podłoża należy:

- ✓ używać szkła odpowiednio umytego i wypłukanego, często wyjałowionego;
- ✓ przestrzegać ściśle przepisów przygotowywania pożywek (odważać dokładnie składniki, uważać na kolejność ich dodawania);
- ✓ używać tylko wody destylowanej;
- ✓ ustalić odpowiednie pH podłoża;
- ✓ do wyjaławiania w autoklawie rozlać je w odpowiednich objętościach (nigdy nie więcej niż $\frac{3}{4}$ objętości kolby, probówki);
- ✓ kolby i probówki zakorkować korkami z waty, ligniny lub z aluminium;
- ✓ wyjałowić.




Gotowe do użycia podłoża mogą występować w następującej formie:

- ✓ płynnej w probówkach lub kolbkach;
- ✓ upłynnionej np. upłynnione słupki agaru odżywczego w probówkach, upłynnione podłoża agarowe wykorzystywane w posiewach do płytek Petriego metodą wgłębną;
- ✓ zestalonej w probówkach (słupki i skosy);
- ✓ zestalonej w płytkach Petriego wykorzystywane do posiewów metodami powierzchniową i izolacyjną.


Metody posiewów

W zależności od stosowanego podłoża (jego konsystencji) oraz celu oznaczenia, w analizie mikrobiologicznej stosuje się następujące metody posiewów:


- ✓ **posiewy do pożywek płynnych w probówkach**
 - za pomocą ezy (posiewy namnażające, oczko ezy styka się z podłożem);
 - przy użyciu pipety – badania ilościowe np. obecności (posiew 1 cm³ materiału, pipeta nie może zetknąć się z podłożem);
- ✓ **posiewy do podłoży zestalonych w probówkach (do słupków metodą kłutą za pomocą igły bakteriologicznej, posiew stosowany np. przy badaniu zapotrzebowania mikroorganizmów na tlen, **na skosy** metodą powierzchniową za pomocą ezy);**



Rysunek 3 – Posiew metodą kłutą za pomocą igły bakteriologicznej.




Rysunek 4 - Hodowle na słupkach agarowych bez glukozy **A)** – szczep tlenowy, **B)** – szczep beztlenowy, **C)** – szczep względnie beztlenowy, **D)** – szczep mikroaerofilny.



Rysunek 5 – Posiew na powierzchnię skosu przy użyciu ezy bakteriologicznej.




- ✓ **posiewy do upłynnionych podłoży agarowych w probówkach** (posiew za pomocą pipety, m.in. tzw. metoda wstrząsana do badania właściwości gazotwórczych szczepu oraz oznaczanie obecności przetrwalnikujących laseczek beztlenowych z rodzaju *Clostridium*;



Rysunek 6 – Badanie właściwości gazotwórczych na podłożu stałym, A) szczep nie wytwarzający gazów, B) i C) szczepy posiadające właściwości gazotwórcze.

- ✓ **posiewy do płytek Petriego**
- **metoda wgłębna** (posiew 1 cm^3 materiału do jałowej płytki, następnie zalania posiewu upłynnionym i ostudzonym do ok. 45°C podłożem agarowym, mieszanie materiału z podłożem), stosowana przy oznaczaniu liczby drobnoustrojów;
 - **powierzchniowa** (wylanie do jałowej płytki upłynnionego podłoża, zestalenie podłoża, podsuszenie podłoża w cieplarni, posiew $0,1\text{ cm}^3$ materiału na powierzchnię podsuszonego podłoża, wtarcie posiewu za pomocą bagietki w kształcie litery L w podłoże), stosowane przy oznaczaniu liczby drobnoustrojów, dodatkowo można określić morfologię uzyskanych kolonii;
 - **izolacyjna** (wylanie do jałowej płytki upłynnionego podłoża, zestalenie podłoża, podsuszenie podłoża w cieplarni, posiew materiału za pomocą ezy na tzw. cztery takty, inaczej posiew redukcyjny), stosowana w celu rozizolowania materiału i uzyskania pojedynczych kolonii celem dalszej identyfikacji.



Rysunek 7 – Posiew metodą izolacyjną A) technika posiewu, B) efekt wzrostu (pojedyncze kolonie na czwartym takcie posiewu).

Metody hodowli


Dostęp tlenu

Zależnie od sposobu oddychania mikroorganizmów, zapewnia się odpowiednie warunki prowadzonych hodowli:

- ✓ tlenowe - dla ścisłych tlenowców i większości względnych beztlenowców;
- ✓ beztlenowe - dla ścisłych beztlenowców;
- ✓ ze zmodyfikowaną atmosferą (5-10% tlenu, zwiększona zawartość CO₂) – dla mikroaerofili.

Sposoby zapewniania beztlenowych warunków hodowli

- ✓ hodowla w wysokim słupie;
- ✓ zalanie posiewów **drugą warstwą** podłoża agarowego lub warstwą agaru wodnego (stosuje się w hodowlach prowadzonych w probówkach i płytkach Petriego) lub zalanie posiewu warstwą jałowego oleju parafinowego (tylko w probówkach);
- ✓ hodowla w **anaerostatach** (szczelnie zamkniętych „słojach”, do których przed zamknięciem wkłada się saszetki z substancjami pochłaniającymi tlen – anaeroculty/Gas Packi);
- ✓ hodowla w specjalnych cieplarkach ze zmodyfikowaną atmosferą;
- ✓ hodowla z zastosowaniem tzw. **korka pyrogallolowego** (po posiewie, wystającą nad probówkę część korka z waty odcina się nożyczkami, pozostałą część wsuwa się wgłąb probówki na ok. 0,5 cm, nanosi na nią 0,5 cm³ nasyconego roztworu sody i 0,5 cm³ roztworu kwasu pyrogallolowego - kwas w środowisku alkalicznym pochłania tlen - po czym probówkę zamyka się wyjąłowym korkiem gumowym), stosowana do hodowli mikroorganizmów na skosach.



Rysunek 8 - Sposoby zapewniania beztlenowych warunków hodowli **A**) hodowla w anaerostacie, **B**) hodowla z zastosowaniem korka pyrogallolowego, **C**) zastosowanie oleju parafinowego (probówka) i agaru wodnego (płytki Petriego).

Temperatura inkubacji

Hodowle drobnoustrojów prowadzi się w temperaturach optymalnych w czasie 24-72 godzin (bakterie) i 96 godzin (grzyby).



Część praktyczna – ćwiczenie 4:

1. Posiewy celem wyizolowania z materiału *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Saccharomyces cerevisiae*

Materiał stanowią 3 kultury A, B i C – każde stanowisko bada jedną kulturę.

Posiewy wykonać do następujących podłoży:

Kultura A

- ✓ bulion z glukozą – posiew eżą,
- ✓ agar odżywczy – posiew metodą izolacyjną,
- ✓ YGC-agar – posiew metodą izolacyjną,
- ✓ inkubacja w temp. 25°C przez 96 godzin.

Kultura B

- ✓ pożywka z żółcią, zielenią brylantową, laktozą i rurką Dürhama – posiew eżą,
- ✓ agar odżywczy – posiew metodą izolacyjną,
- ✓ podłoże VRBL-agar – posiew metodą izolacyjną,
- ✓ inkubacja w temp. 37°C przez 48 godzin.

Kultura C

- ✓ pożywka wg Burzyńskiej z azydkiem sodu, glukozą, fioletem krystalicznym i purpurą bromokrezolową – posiew eżą,
- ✓ agar odżywczy – posiew metodą izolacyjną,
- ✓ podłoże Slanetza i Bartleya – posiew metodą izolacyjną,
- ✓ inkubacja w temp. 37°C przez 48 godzin.

2. Badanie stosunku do tlenu szczepów

Materiał stanowią 3 monokultury: *Pseudomonas fluorescens*, *Escherichia coli*, *Clostridium butyricum* – każde stanowisko bada jeden szczep.

- posiew metodą kłutą hodowli do słupka bulion agar bez glukozy

3. Badanie właściwości gazotwórczych szczepów

Materiał stanowią 3 monokultury: *Pseudomonas fluorescens*, *Escherichia coli*, *Clostridium butyricum* – każde stanowisko bada jeden szczep.

- posiew 1 cm³ hodowli do upłynnionego słupka bulion agar z glukozą

Warunki inkubacji:

Pseudomonas fluorescens - 30°C przez 48 godzin,

Escherichia coli - 37°C przez 48 godzin,

Clostridium butyricum - 37°C przez 48 godzin

UWAGA! Każda osoba wykonuje samodzielnie zadania z punktów 1; 2; 3 (dla wybranej kultury).



Część praktyczna – ćwiczenie 5

1. Odczytać wyniki posiewów, zestawić je w tabelach i zinterpretować.

Tabela 1

Kultura	bulion z glukozą	pożywka z żółcią, laktozą i zielenią brylantową	pożywka wg Burzyńskiej	agar odżywczy	YGC-agar	VRBL-agar	podłoże Slanetza
A							
B							
C							

Należy wykonać preparaty barwione metodą Grama z hodowli na pożywkach płynnych celem potwierdzenia ich selektywności.

Tabela 2

Szczep	Właściwości gazotwórcze	Stosunek do tlenu
<i>Pseudomonas fluorescens</i>		
<i>Escherichia coli</i>		
<i>Clostridium butyricum</i>		

2. Obserwacje hodowli monokultur *Pseudomonas fluorescens*, *Escherichia coli*, *Clostridium butyricum* na skosach agarowych inkubowanych w warunkach tlenowych i beztlenowych (pod korkiem pyrogallolowym).